

Kontaktwinkelmessung

DSA 25

(Krüss GmbH)

Anwendung: Ein Analyzer für die Bestimmung der Benetzbarkeit von Festkörpern anhand des Kontaktwinkels sowie der Oberflächenspannung



- Messung des Kontaktwinkels eines Tropfens auf einer festen Oberfläche
- Automation möglich
- Softwaregesteuerte Dosiereinheit
- Temperierte Messungen von -30 bis 400°C
- Analyse der benetzbarkeit von Kunststoff, Glas, Keramik, Metall, Holz, Papier und Textilien